


IATROS ESTRAZIONE DATI PER DOLORE CRONICO

IMPOSTAZIONI PRINCIPALI

Selezionare la linguetta "Impostazioni Principali". Inserire il percorso corretto relativo alla cartella di installazione di Iatros[1]. Indicare la data di estrazione[2], premere "Salva"[3] e passare alla linguetta successiva ("Avanzate").




[REV.08042013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: info@tsfnet.com - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

AVANZATE

Selezionare la linguetta "Avanzate". Completare i dati richiesti come indicato al punto[1]. Indicare la modalità di presentazione delle date[2], impostare la data di estrazione[3], premere "Salva"[4] e passare alla linguetta successiva ("Opzioni Esportazione").



1 → Data da cui cercare i valori BMI: 01/01/2010

2 → Formato delle date nel file CSV
 Formato standard gg/MM/aaaa
 Formato seguente: dd/MM/yyyy

3 → Indicare la data di estrazione (verranno considerati i dati inseriti precedentemente): 03/04/2013

4 → Salva

Reinializza Esporta XLS Avvia Estrazione

Pronto


[REV.08042013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: info@tsfnet.com - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

OPZIONI ESPORTAZIONE

Selezionare la linguetta "Opzioni Esportazione". Completare i dati richiesti come indicato al punto[1]. Selezionare il tipo di separatore per il formato CSV di estrazione dati (solitamente virgola o punto e virgola) [2], impostare la cartella di esportazione dati (di default in c:\Iatrosxp\Exports\) [3], verificare che la data di estrazione sia quella voluta [4], infine premere "Salva"[5] e passare alla linguetta successiva ("Gestione Arruolamenti").



1

2

3

4

5

[REV.08042013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: info@tsfnet.com - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

GESTIONE ARRUOLAMENTI

Selezionare la linguetta "Gestione Arruolamenti". La fase di "arruolamento" cioè di selezione dei pazienti può avvenire manualmente selezionando riga per riga ogni paziente visibile nella griglia [3] oppure spuntando "Assistiti" [1] e premendo "seleziona tutti" [2]. A questo punto è possibile vedere i pazienti che verranno estratti [3]. Una volta sicuri dei nominativi arruolati e della data di estrazione, avviare l'estrazione dati facendo click sul relativo bottone [4].

1 → Assistiti

2 →

	codcli	cognome	nome	codfis	status	inizioAssisten:	fineAssistenz:	Aderisce
▶	49	MARIO	SARASINI	SRSMRA1...	Deceduto	03/04/2013	02/11/2006	<input type="checkbox"/>
	71	MARIO	POLI	PLOMRA3...	Assistito	01/04/1979	03/04/2013	<input type="checkbox"/>
	78	GIANCARLA	MARIOTTI	MRTGCR2...	Cessato	27/08/1979	02/11/2010	<input type="checkbox"/>
3 →	131	MARIO	SOSSI	SSSMRA2...	Cessato	03/04/2013	01/10/2012	<input type="checkbox"/>
	208	MARIO	TIRA	TRIMRA52...	Assistito	06/11/1982	03/04/2013	<input type="checkbox"/>
	240	MARIO	PEDRETTI	PDRMRA2...	Cessato	01/01/1980	02/11/2009	<input type="checkbox"/>
	271	MARIO	VERGINE	VRGMRA4...	Assistito	01/04/1979	03/04/2013	<input type="checkbox"/>

Righe selezionate/visibili: 0/14

4 →

[REV.08042013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: info@tsfnet.com - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.