





GUIDA RAPIDA

PREFAZIONE

MedLink è un programma di utilità di integrazione del programma IATROS che gestisce la ricezione dei referti.

INSTALLAZIONE

MedLink è un addon di IATROS e può funzionare solo con IATROS installato. Non è possibile utilizzare MedLink con IatrosADV. Il programma ha un suo installatore separato da quello di IATROS. Bisogna quindi prelevare il programma di installazione dal sito www.iatros.it . Una volta in possesso del file di installazione , eseguire il file tramite un doppio click del mouse. Inizierà l'installazione.

MedLink deve essere installato nella cartella di Iatros, pertanto accertarsi che la cartella di installazione sia quella di default C:\TatrosXp oppure indicarne la cartella di installazione. Il programma di installazione controllerà la validità della scelta che è pregiudiziale per il proseguo dell'installazione. Indicata la corretta cartella di installazione il programma procederà alla installazione senza ulteriori necessità di input da parte dell'utente. Alla fine verrà installata nel desktop l'icona del programma (vedere figura seguente).



COME PRELEVARE I REFERTI

Il prelievo dei referti avviene tramite collegamento a internet sui server della propria ULSS; per fare ciò è necessario un doppio click sull'icona di Medlink, successivamente un click sul pulsante <<u>Collegati</u>...> e infine un ultimo click su <u><Scarica Referti></u>.Se opportunamente configurato*, Medlink scaricherà tutti i referti disponibili.

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112









COME ELABORARE I REFERTI

Una volta scaricati i referti nella apposita cartella è possibile elaborarli con MedLink. Aprire MedLink e fare click sul pulsante MedLink e fare click sul pulsante MedLink Ntota Application.org https://www.estimation.org https://www.estimation.org https://www.estimation.org

Il programma leggerà tutti i referti presenti nell'archivio e li presenterà in forma tabellare come evidenziato nella figura che segue :

	Colle	egati So	earica Referti Referti Scaricati documento Pulisci		Avvia	
==		Data	Esami	Info	Paziente	
		16/07/2007	VISITA CHIRURGIA MAX		PINCO PALLINO	2
		16/07/2007	VISITA OCULISTICA DI		PINCO PALLINO	0
		13/07/2007	VISITA OCULISTICA DI		TIZIO CAIO	2
		13/07/2007	ESAME COMPLESSIVO DE		GAMMA GAMMA	2
		12/07/2007	BIOPSIA (ENDOSCOPICA		GAMMA ETA	2
		11/07/2007	s-COLESTER.HDL, LDL-colesterolo, s-COLESTEROLO TOTALE, s-GLUCOSIO, s-TRIGLICERIDI	s-COLESTE R.HDL=79,	ETA BETA	Ø
		09/07/2007			ALEA RETA	63

Come si può notare l'elenco indica la data del referto , l'esame richiesto, una colonna che indica un valore particolare (Info) , il nome del paziente ed infine una colonna con una freccia bianca su sfondo verde. La colonna "Info" contiene se possibile una anteprima degli esami decodificati con i relativi valori. Questo permette una lettura veloce per esami di particolare rilevanza.

La freccia verde serve come pulsante di avvio della elaborazione per importare i referti in cartella. Inoltre è attivo il menù contestuale che si evidenzia facendo un click col tasto destro del mouse sulla griglia contenente l'elenco dei referti (vedere la figura che segue).

==	Data	Esami	Info		Paziente		
	16/07/2007	VISITA CHIRURO	AIA MAX		PINCO PALLINO	2	
	16/07/2007	VISITA OCULIST	ICA DI		PINCO PALLINO	2	
	13/07/2007	VISITA OCULIST	ICA DI		TIZIO CAIO	Ð	
×□	13/07/2007	ESAME COMPL	Elabora		GAMMA GAMMA	2	
	12/07/2007	BIOPSIA [END(Elimina (definitivamente)		GAMMA ETA		
×□	11/07/2007	s-COLESTER.H LDL-colesterolo	Marca Elaborato	R.HDL=79, LDL-colesterolo=126, ROLO T=218, s-GLUCOSIO=87,	ETA BETA	63	2.1
	09/07/2007	BIOPSIA (END)	Messaggio Marcato		ALFA BETA	Ð	
			Marca tutti i Messaggi				
			Deseleziona Tutto				
			Selezione				
			Visualizza Referto				







La figura precedente evidenzia il menù contestuale che si attiva facendo un click col tasto destro del mouse sopra la griglia. Le voci del menù hanno questo significato :

Elabora: Marca elaborato: Marca tutti i messaggi: Visualizza referto: carica i referti in Iatros (stessa funzione del tasto verde); segna il referto come già caricato in cartella; stessa funzione di cui sopra ma per tutti i referti; visualizza il referto così com'è.

Nella prima colonna possono comparire i seguenti simboli grafici il cui significato è :

V per indicare le prescrizione elaborate;

X per indicare le prescrizioni scartate.

ELABORA

Questa è la funzione che permette di caricare il referto nella cartella del paziente. La stessa funzione è attivabile con un click sul tasto ■ che compare all'estrema destra. Quando si elabora il referto compare la finestra seguente.

		Paziente ETA	BETA			1082
ULS	is 8	ESITI	RICEVUTI		11/07/2007	
s-COLESTER.HDL LDL-colesterolo s-COLESTEROLO TOTALE s-GLUCOSIO s-TRIGLICERIDI	79 126 218 87 63	mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL mg/dL	40.0- -115.00 -220.00 60.0-110.00 -180.00	- H - -		Contenuto de referto ricevo
		DDESCRIZIONI IATI	SOS IN ATTESA DI ESITO			
		FRESCRIZIONITATI				
== Data Ricetta Tipologia	sheratoria	Ratio Descrizione	anid Calastanda Tatala Cala	terels I Di		
== Data Ricetta Tipologia 10/07/2007 Esami di La	aboratorio	Ratio Descrizione 1004 Colesterolo HDL, Trigli	ceridi, Colesterolo Totale, Coles	sterolo LDL		
== Data Ricetta Tipologia 10/07/2007 Esami di La	aboratorio	Ratio Descrizione 1003 Colesterolo HDL, Trigli	ceridi, Colesterolo Totale, Cole:	sterolo LDL		
== Data Ricetta Tipologia 10/07/2007 Esami di La	aboratorio	Ratio Descrizione 1005 Colesterolo HDL, Trigli	ceridi, Colesterolo Totale, Cole:	sterolo LDL		
= Data Ricetta Tipologia 10/07/2007 Esami di La	aboratorio	Ratio Descrizione 1005 Colesterolo HDL, Trigli	ceridi, Colesterolo Totale, Cole:	sterolo LDL		







In questa finestra è riportato il referto così come trasmesso nella parte superiore , in quella inferiore ci sono le prescrizioni in attesa di esito. Potrebbero esserci più prescrizioni in attesa di esito per cui la scelta resta comunque al medico stesso che deve fare click sulla riga della prescrizione a cui corrispondono i referti in oggetto e premere il tasto <SCEGLI>

La colonna <mark>Ratio</mark> indica la percentuale degli esami presenti nella prescrizione in attesa di esito contenuti nel referto evidenziato sopra.

In questo caso COLESTEROLO HDL, Trigliceridi, Colesterolo totale, Colesterolo LDL sono già presenti negli esami del referto nel quale però c'è in più l'esame s_GLUCOSIO che non c'è nella prescrizione. In questo caso all'atto del caricamento dei referti tramite il click sul tasto **SCEGLI>**, il programma chiederà se si vuole completare la prescrizione con una prescrizione non ssn in modo da caricare anche questo valore. Se si risponde si, verrà aggiunta una prescrizione non ssn con l'esame mancante e relativo esito, se si risponde no l'esame in più verrà trascurato e quindi perso. Una volta caricato il referto sarà marcato con un check (un segno di spunta √ verde) nella prima colonna come indicato nella figura che segue.

==		Data	Esami	Info	Paziente	
		16/07/2007	VISITA CHIRURGIA MAX		PINCO PALLINO	2
		16/07/2007	VISITA OCULISTICA DI		PINCO PALLINO	2
		13/07/2007	VISITA OCULISTICA DI		TIZIO CAIO	E
		13/07/2007	ESAME COMPLESSIVO DE		GAMMA GAMMA	
		12/07/2007	BIOPSIA [ENDOSCOPICA		GAMMA ETA	9
1		12/07/2007	Esame emocromocitome, Esame emocromocitome	Basofili=0.04	LUNA PIENA	
1		11/07/2007	s-COLESTER.HDL, LDL-colesterolo, s-COLESTEROLO TOTALE, s-GLUCOSIO, s-TRIGLICERIDI	s-COLESTE R.HDL=79,	ETA BETA	
		11/07/2007	s-COLESTER.HDL, LDL-colesterolo, s-COLESTEROLO TOTALE, s-CREATININA, Esame emocromocitome, s-GLUCOSIO, b-EMOGLOBINA GLICATA, s-TRIGLICERIDI, Esame chimico-fisico	s-COLESTE R.HDL=43, LDL-colester	CICCIO BORICCIO	Ð
		09/07/2007	BIOPSIA [ENDOSCOPICA, POLIPECTOMIA ENDOSCO		ALFA BETA	Ð
	-					

Questo simbolo \checkmark , rimane permanente anche dopo la chiusura del programma e permette di individuare i referti già elaborati allo scopo di evitare duplicazioni.

E' possibile che non ci siano prescrizioni in attesa di esito . Infatti gli accertamenti potrebbero arrivare dal pronto soccorso in seguito ad un evento accidentale. In questo caso è necessario ricorrere allo escamotage di creare una prescrizione ad [REV.1362012RB]

[REV.1302012RD]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112







hoc per accogliere i referti. Per fare questo si utilizza il tasto CREAZIONE DI UNA PRESCRIZIONE ESTERNA

Come accennato non sempre i referti corrispondono a prescrizioni emesse, infatti possono esserci dei referti che non hanno corrispondenza con prescrizioni presenti nel diario prescrittivo del paziente. Oppure possono esserci casi in cui il laboratorio esegue automaticamente esami in più rispetto a quelli richiesti. Di conseguenza è necessario creare una prescrizione ad hoc per poter inserire il referto in cartella. Se il programma si accorge che non ci sono prescrizioni in attesa di esito in Iatros chiederà automaticamente di creare una prescrizione esterna. Potrebbe essere che le prescrizioni in attesa di esito no corrispondano al referto allora è necessario crearla manualmente attraverso il comando p.Esterna>. Facendo click su cp.Esterna> si attiva la finestra della figura che segue :

Xp Med->Link. No	iova Presta	zione Es	terna	
	FOUL			
PRESTAZIUNE EST	EFINA		0L55 8	
Data Esame 12/0	7/2007	∏ R	cetta SSN	
Lista Esami (doppio cli	ck per rimuove	re)		
Tipo Codice	Descrizione			
P Codxes	Colonscopia	a		
Nuovo Esame latros	Pres	tazioni Spe	cialistiche	
3 				
Note Appiuntive alla P	rescrizione			
		Ĩ	A	Annulla
			Accetta	Annulla

La data della prescrizione corrisponde alla data del referto. Il quadratino "Ricetta SSN" serve ad indicare se si vuole una prescrizione SSN o NO. E' quindi necessario precisare la prestazione scegliendola tra le prestazioni di Iatros. Prima di tutto è necessario individuare a quale branca appartiene la prestazione e selezionarla nel menù a tendina che si attiva

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112







attraverso il pulsante con triangolino nero con la punta in basso.

Nell'esempio è stata selezionata la branca "Prestazioni specialistiche". Quindi selezionare la prestazione nell'ambito della branca selezionata attraverso il pulsante "Nuovo Esame Iatros <....>". Facendo click sul pulsante, si attiva un menù a tendina in cui bisogna selezionare la prestazione che interessa (vedere figura seguente).

Xp Med->Lin	(p Med->Link. Tabella Prestazioni Specialistiche 🛛 🛛 🔀				
	ELENCO ESAMI				
Codice latros	Descrizione latros	~			
Cgen	.Consulenza genetica				
Cginpr5	Consulenza ginecologica: NAS				
Cginpr1	Consulenza ginecologica: oncologica				
Cginpr2	.Consulenza ginecologica: per climaterio				
Cginpr3	.Consulenza ginecologica: post-chirurgica				
Cginpr	Consulenza ginecologica: preconcezionale				
Cginpr4	.Consulenza ginecologica: prenatale				
Cost	Consulenza ostetrica per controllo gravidanza a rischio				
Cost1	Consulenza ostetrica per fisiop, riproduttiva e endocrinol.				
Enps1	.Es. neuropsicologico-neurocomportam.: deterio. intellettivo				
Enps	.Es. neuropsicologico-neurocomportam.: disturbi linguaggio				
Enps3	Es. neuropsicologico-neurocomportam.: es. psicodiagnostico				
Enps2	.Es. neuropsicologico-neurocomportam.: esame del Neglect				
Vialg	.Visita Algologica				
Viallo	Visita Algologica (Controllo)				
Viall	.Visita Allergologica				
Viall3	Visita Allergologica (Controllo)				
Vianes	.Visita Anestesiologica				
Vanec	Visita Anestesiologica (Controllo)				
Viangio	.Visita Angiologica				
Vanoc	Visita Angiologica (Controllo)	V			
<< Riporta	ES	a			

La selezione avviene anche utilizzando la tastiera digitando le prime lettere della prestazione cercata. Una volta trovata la prestazione, fare click sul tasto << Riporta per inserire la prestazione nella finestra precedente.

Potete completare la prescrizione aggiungendo delle note integrative o esplicative nel campo di testo contrassegnato con la etichetta "Note Aggiuntive alla Prescrizione". Click sul tasto <Accetta> per completare la fase di creazione della prescrizione. In automatico il programma creerà la prescrizione e caricherà il referto in oggetto e marcherà il referto come caricato con la spunta $\sqrt{}$ verde.

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112







MODIFICA DELLA TABELLA DI CORRISPONDENZA

Per poter identificare gli esami che vengono inviati dal CED dobbiamo utilizzare una tabella di corrispondenza che permette di associare ad ogni esame inviatoci dal CED il corrispondenza nella codifica IATROS.

Questa tabella di corrispondenza si chiama VICENZA ed è stata creata grazie al contributo iniziale di alcuni medici ed è modificabile da chiunque.

Per modificare la propria tabella di corrispondenza fare click col tasto dx del mouse sulla icona col logo della ULSS e nel menù che compare scegliere la voce **"Tabella** transcodifica" come evidenziato nella immagine che segue.



Dopo aver fatto click sulla voce "Tabella Transcodifica", comparirà la finestra evidenziata nella figura seguente.

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112





CASI	TELFR	E	LENCO ESAMI			
Tipo	Codice Ente	Descrizione Ente	Codice latros	Descrizione latros	^	
A	BXANCHE		Rxbac	RX Bacino e Anche		
A	CDAINF		Ag38	Eco Color Doppler Addome inferiore		
A	CDEPBIL		Ag27	Eco Color Doppler Fegato e vie Biliari		
A	CDRENSUR		Ag30	Eco Color Doppler Reni e Surreni		
A	CDTSA		Ag26	Eco Color Doppler Tronchi SovraAortici		
A	CLAV1		RxCld	RX Clavicola DX		
А	CLAV1		RxCls	RX Clavicola SX		
A	CODOPPIO		RXCO	RX Clisma Opaco (doppio contrasto)		
A	COLCERV		RxRacc	RX Rachide Cervicale		
A	COLDORSA		RxRacd	RX Rachide Dorsale		
A	COLLS		RxRacL	RX Rachide Lombo-Sacrale		
A	CRANIO		RxCra	RX Cranio		 NUOVO: per inserire una nuo
A	DENSITOM		Ag44	Densitometria Ossea Lombare con TC		corrispondenza
A	DENTASC		A1	TAC Arcate Dentarie (Dentalscan)		
A	ECIGINEC		A90	Eco Ginecologica		MODIFICA: per modificare un
A	ECOADCOM		EcoA	Eco Addome Complet		corrispondenza esistente
A	ECOADINE		EcoAi	Eco Addome		
А	ECOADSUP		EcoAs	Eco A seniore		DUPLICA: per corrispondenze
A	ECOCOLLO		B6	per Linfonodi		multiple
A	ECOMAM1		A93	Mammaria DX		manapie
A	ECOMAM1		Ar	Eco Mammaria SX	~	ELIMINA: cancellare una

La finestra mostra una tabella con le seguenti colonne :

Colonna	Descrizione
Тіро	Branca relativa all'esame (A=Acc.,E=Laboratorio,V=visite,P=Prestazioni)
Codice Ente	Codice della prestazione ULSS
Descrizione Ente	Eventuale descrizione della prestazione ULSS se presente
Codice Iatros	Codice della corrispondente prestazione IATROS
Descrizione Iatros	Descrizione della prestazione IATROS

Nella parte inferiore della finestra sono presenti i pulsanti che permettono di manipolare il contenuto della tabella. Ovviamente la funzione della tabella di corrispondenza è vitale! Ogni modifica deve essere fatta consapevolmente. Se non si è certi di quello che si sta facendo meglio chiedere all'assistenza. La tabella è uguale per tutti, per cui è trasferibile a qualsiasi altro utente Iatros. Il file VICENZA si trova nella cartella IatrosXP\Archivi.

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112







INSERIRE UNA NUOVA CORRISPONDENZA

Se ci si accorge che i referti contengono un codice di una prestazione che non è riportata nella colonna Codice Ente allora vuol dire che è stata aggiunta di recente e che è necessario introdurre la corrispondenza. Per introdurre una nuova corrispondenza fare click su NUOVO, comparirà la finestra riportata nella figura che segue.

Xp Med->Link. Tabella Trascodifica E	ami 🔀
TRASCODIFICA Tipologia Esami di Laboratorio	
Codice Ente	RUPPO
	Accetta Annulla

Per prima cosa si deve scegliere la tipologia. Fare click sul menù a tendina (pulsante col triangolino nero) all'estrema destra del campo etichettato "Tipologia" comparirà l'elenco riportato in figura.

Kp Med->	Link. Tabella Trascodifi	ca Esami	
	TRASCODIF	TICA	
Tipologia	Accertamenti Diagnostici		
npologia	Esami di Laboratorio Accertamenti Diagnostici		
Codice I Codice Ia	Anatomia Patologica Visite Specialistiche Prestazioni Specialistiche		
		Accetta	Annulla

Scegliere la tipologia della prestazione (Branca), quindi nel campo "Codice Ente" inserire il codice della prestazione ULSS, per compilare il campo "Codice Iatros" click sul pulsante a

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112







fianco "..." per attivare l'elenco delle prestazioni Iatros relative alla branca scelta al punto precedente . La figura che segue mostra l'elenco delle prestazioni IATROS che corrispondono alla branca accertamenti.

Xp Med->Lir	p Med->Link. Tabella Accertamenti Diagnostici 🛛 🛛 🔀				
			_		
	ELENCO ESAMI				
Codice latros	Descrizione latros		~		
APROVA		1			
Ag1	Angio RMN Addome inferiore				
Ag2	Angio RMN Addome inferiore, senza e con m.d.c.				
Ag4	Angio RMN Addome superiore				
Ag3	Angio RMN Addome superiore, senza e con m.d.c.				
Ag8	Angio RMN Arto inferiore DX				
Ag9	Angio RMN Arto inferiore DX, senza e con m.d.c.				
Ag7	Angio RMN Arto inferiore SX				
Ag10	Angio RMN Arto inferiore SX, senza e con m.d.c.				
Ag5	Angio RMN Arto superiore DX				
Ag12	Angio RMN Arto superiore DX, senza e con m.d.c.				
Ag6	Angio RMN Arto superiore SX				
Ag11	Angio RMN Arto superiore SX, senza e con m.d.c.				
Ag17	Angio RMN Vasi del Collo				
Ag18	Angio RMN Vasi del Collo, senza e con m.d.c.				
Ag16	Angio RMN distretto Intracranico				
Ag15	Angio RMN distretto Intracranico, senza e con m.d.c.				
Ag13	Angio RMN distretto Toracico				
Ag14	Angio RMN distretto Toracico, senza e con m.d.c.				
Acs3	AngioScintigrafia (Angiografia, Venografia isotopica)				
AnaC	AngioScintigrafia Cerebrale	1	~		
<< Riporta		ESCI	T		

Selezionare la prestazione corrispondente poi click sul pulsante <a>RIPORTA>. Quindi click su <a>ACCETTA>.Ovviamente è possibile ripetere l'operazione quante volte si vuole.

MODIFICARE UNA CORRIPONDENZA

Scegliere il pulsante <<u>MODIFICA></u> per modificare una corrispondenza esistente. Il procedimento è simile a quello descritto in precedenza. La differenza sta nel fatto che si deve solo scegliere la prestazione IATROS corrispondente senza introdurre il codice ULSS.

DUPLICARE UNA CORRIPODENZA

E' un metodo veloce per aggiungere più corrispondenze IATROS ad un unico

[REV.1362012RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112









codice ULSS. Dopo la duplicazione si modifica la corrispondenza cambiando il codice IATROS.

ELIMINARE UNA CORRISPONDENZA

Ovviamente il significato della funzione è chiaro: cancella una corrispondenza tra il codice

ULSS e il codice IATROS. Potrebbe rendersi comunque necessaria, ma è una funzione da utilizzare con molta cautela.

Xp Med->Link. Tabe	Ila Trascodifica Esami	
	TRASCODIFICA	
Tipologia Accertamenti		<u> </u>
Codice Ente RxCra	RX Cranio	
	Accetta	Annulla

Nel caso di modifica il codice Ente non è modificabile deve esser cambiato solo il codice della prestazione IATROS.

ELENCO REFERTI CARICATI

E' utile alla fine della sessione di lavoro sapere quali sono stati i pazienti che hanno avuto gli esiti caricati . A questo scopo il programma Medlink automaticamente alla chiusura del programma chiede se si desidera l'elenco delle elaborazioni eseguite. Se si risponde sì, si ottiene il report riportato in figura. Il report può essere stampato tramite il pulsante STAMPA>.

·				
Q + (B)				
Innortazione Fa	111. Resoconto Ela	borazion		Detroya Detr Bobarto Collet
			EI	LABORAZIONE REFERTI
Paziente	Data	Tipo P.	Esito	LABORAZIONE REFERTI
Paziente ZERO ZERO	Data 11/07/2007	Tipo P.	Esito	LABORAZIONE REFERTI Prescrizione Emocromo con Fomula
Paziente ZERO ZERO DUE DUE	Data 11/07/2007 03/07/2007	Tipo P. latros	El	LABORAZIONE REFERTI Prescrizione Emocromo con Formula Emocromo con Formula
Paziente ZERO ZERO DUE DUE TRE TRE	Data 11/07/2007 03/07/2007 06/07/2007	Tipo P. latros latros latros	El	LABORAZIONE REFERTI Prescrizione Emocromo con Formula Emocromo con Formula
Paziente ZERO ZERO DUE DUE TRE TRE TRE TRE	Data 11/07/2007 03/07/2007 06/07/2007 11/19/2007	Tipo P. latros latros latros latros	El	LABORAZIONE REFERTI Prescrizione Emocromo con Fomula Emocromo con Fomula Emocromo con Fomula Emocromo con Fomula

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: www.iatros.it - Mail: <u>info@tsfnet.com</u> - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112